

DELTA 
ALL-TERRAIN BUGGY



GRENZENLOS

Delichon Ltd. 
Performance Seating Systems



ALL-TERRAIN BUGGY

Entworfen, um anders zu sein

Von Delichon, eine von Großbritanniens führenden Firmen für spezielle Sitze, entworfen und in Handarbeit hergestellt, geht der Delta Gelände-Buggy dahin, wovon andere seiner Art nur träumen können.

Leichtgewichtig, robust und kompakt, wenn er zusammen gefaltet ist, ermöglicht der dreirädrige Off-Road Buggy - durch eine Reihe von Größen - sowohl Kindern als auch Erwachsenen mit Mobilitätsproblemen Zugang zur Natur. Die Multi-Positions-Hinterachse schafft ein Optimum an dynamischer Stabilität und Balance, wodurch der Delta leicht zu schieben und zu manövrieren ist.



Entworfen und hergestellt
in Großbritannien

FÜR DRAUSSEN GEMACHT

Ideal für einen Familienurlaub am Strand oder einen fesselnden Ausflug ins große Unbekannte. Nehmen Sie Ihren Delta Gelände-Buggy für einen Off-Road Bummel an den See, eine Fahrt entlang am Kanal, durch die Landschaft oder auf einen Hügel. Genießen Sie Picknicks in der Sonne, entdecken Sie einen Strand oder Park, gehen Sie angeln, erkunden Sie Wanderwege, sammeln Sie Muscheln, essen Sie Eiscreme oder lassen Sie einen Drachen steigen.

Leben Sie das Leben in vollen Zügen.





ALL-TERRAIN BUGGY

ERHÄLTLICHE GRÖSSEN

Erhältlich in sechs Größen, der Kleinste ist geeignet für Kinder bis zu 112 cm Körpergröße, der Größte für bis zu 195 cm.

Delta Buggy Rahmen	Small		Medium			Large		XL
Sitzfläche	S	M1	M2	L1	L2	XL		XL
Tiefe des Sitzes:	28cm	28cm	32cm	34cm	38cm	42cm		
Höhe der Sitzlehne:	72cm	74cm	76cm	82cm	88cm	98cm		
Breite des Sitzes:	30cm	30cm	32cm	34cm	38cm	38cm		
Maximale Größe des Benutzers:	112cm	120cm	150cm	160cm	180cm	195cm		
Maximales Gewicht des Benutzers:	40kg	50kg	50kg	70kg	70kg	90kg		
Gewicht des Buggys:	13kg	14kg	14kg	14kg	14kg	16kg		





ALL-TERRAIN BUGGY



STANDARD DELTA BUGGY FUNKTIONEN

Mit Blick für Details hat Delichon einen außergewöhnlichen Gelände-Buggy geschaffen, der mit einer Vielzahl von Sicherheits- und Komfort-Funktionen für Pfleger und Benutzer gleichermaßen aufwartet:

- **Schwenkbarer Kippschutz** für Sicherheit beim Transfer
- **Verstellbare Achse**, um die Balance und Stabilität zu verlagern
- **Schnell vom Rad lösbare Nabenbremsen**
- **Dual-Mountainbike-Bremshebel** für eine verbesserte Steuerung, mit Verriegelungsstellbremse
- **Höhenverstellbare Fußplatte** mit Fersenschlaufen und Zehenriemen
- **Klappbare Fußplatte** für einfaches Zusammenfallen
- **Multipositionsgriff**
- **Abnehmbare Fußplatte**, um Transfers im Stehen zu ermöglichen
- **5-Punkt-Gurt** für Schutz und Sicherheit
- **Ergonomisch geformte Sitzfläche** aus strapazierfähigem Cordura-Gewebe. Abnehmbar und waschbar. Gefedert, für größeren Komfort.
- **Schnell und einfach zu falten**
- **Kompakt in zusammengefalltem Zustand**
- **Leicht abnehmbare Räder**



ALL-TERRAIN BUGGY



Gepolsterter 5-Punkt-Gurt



Leicht klappbar, kompakt, schnell abnehmbare Räder



Ergonomisch geformter Sitz



Schwenkbarer Kippschutz



Multipositions-Schiebegriff



Verstellbare Achse



Dual-Mountainbike Bremshebel



Abnehm- & klappbare Fußplatte



Höhenverstellbare Fußplatte

DER DELTA TRAIL

Der Delta Trail von Delichon ist ein innovativer Adapter, der einen Delta Buggy der Größe Small, Medium oder Large in einen Fahrradanhänger verwandelt.

Der Delta Trail Umbau erlaubt es Ihnen, Ihren vorhandenen Delta Buggy in einen leistungsfähigen Fahrradanhänger zu verwandeln. Entfernen Sie einfach das Vorderrad und setzen Sie stattdessen die Trail-Kupplung ein, um mit Ihrem Delta völlig neue Erfahrungen zu machen. Erhältlich für Deltas der Größe Small, Medium und Large, somit können diese schnell und sicher mit den meisten Fahrrädern gekoppelt werden.

- Einfach an Deltas der Größe Small, Medium und Large anzubringen
- Kann angebracht werden, ohne dass der Delta modifiziert werden muss
- Multi-Achsgestänge für eine hohe Wendigkeit
- „Fall-safe“-Konstruktion trennt das Fahrrad bei einem Unfall vom Buggy
- Abnehmbarer Überrollbügel zum Schutz des Kopfes
- Das abgenommene Front-Rad kann in der Tasche des Buggys verstaut werden
- Einfacher Rückbau zum dreirädrigen Buggy
- Kompatibel mit den meisten Fahrrädern für Erwachsene
- Wird mit Adaptern für eine Vielzahl von Sattelrohr-Größen geliefert
- Weiteres Zubehör verfügbar, sodass mehr als ein Fahrrad als Zugfahrzeug verwendet werden kann



Kompletter Delta Trail



Die Anhängervorrichtung



Vorrichtung am Sattel



Halterung am Buggy

ACCESSORIES

Optionales Zubehör für den Delta



Sonnenschutzhaube -
verfügbar für alle Größen



Sichtfenster in der Haube



Regenschutz - Verwendung
in Kombination mit dem
Sonnenschutz für Delta Buggies
der Größe Small & Medium



Polsterknauf -
für eine sanfte Trennung
der Knie



Sitzkissen - verbesserter
Komfort für Benutzer mit
eingeschränkter Hüftbeugung



Strandräder - ersetzen die
Standardräder, für mehr
Bodenkontakt auf weichen
Oberflächen wie Sand oder
Schnee



Kopfstützkissen -
zur Positionierung des Kopfes,
mit Nackenstütze



Transporttasche - schützt
den Delta beim Transport oder
während der Lagerung. Sehr
nützlich bei Flugreisen.



Positionierungs-Accessoires -
eine Auswahl weicher Positionie-
rungspolster für den Delta Buggy



„S. ist begeistert, sie kann unsere Spaziergänge und Besuche an der Küste nun endlich genießen.“

„Wir leben in einer ländlichen Gegend und dieser neue Buggy hat das Rausgehen so viel einfacher für T. gemacht. Wir sind jetzt in der Lage, weiter weg zu gehen und er hat bereits einige „Abenteuer“ in der Gegend erlebt.“

„Der Delta ist heute angekommen und wir haben einen wunderbaren Spaziergang auf einen Hügel gemacht, um eine Burg zu besichtigen. Es war viel weniger Mühe als sonst und die Sitzposition war für D. sehr angenehm, vielen Dank dafür!“



„Wir mögen den Delta Buggy viel mehr als die anderen davor, er ist viel händelbarer / kontrollierbarer als die vierrädrigen Produkte, und er ist leichter zu transportieren, da man ihn sehr klein zusammen falten kann.“

„Wir haben kürzlich den Gelände-Buggy für meine 85-jährige Mutter gekauft. Er ist ein brillantes Stück Technik und genau das, was wir uns erhofft hatten. Meine Mutter hat am meisten vermisst, Spaziergänge durch die Landschaft zu unternehmen. Das kann sie jetzt wieder tun, und zwar mit großem Komfort.“



„Vielen Dank für die Hilfe. Er liebt seinen neuen Buggy!“

„Ich habe den Buggy heute erhalten (danke für die schnelle Auslieferung) und wollte nur sagen, wie wundervoll er ist! O. hat sich sofort in ihn verliebt und sagte, es wäre der tollste Buggy, den sie je hatte, und sie hatte schon viele!“

„Der Mitarbeiter von Delichon war großartig – sehr auf unsere Bedürfnisse bedacht und voller Leidenschaft für die Qualität seiner Produkte. Vielen Dank noch einmal für den Unterschied, den Sie damit für die Lebensqualität meines Sohnes gemacht haben.“