



J.O.B.

Jamme 'o bagno



 NEATECH

“Everyday Something New“

www.neatech.it










J.O.B.



**Auch in kleinen Autos
einfach zu transportieren.**



Optionals	
	Armlehnen zum Relaxen, hochklappbar zum Einsteigen.
	Sicherheitsgurt für Ihre Sicherheit im Wasser.
	Transporttasche für den weltweiten Transport.
	Aufblasbare Halskrause nützliche Schwimmhilfe
	Body Support Hilft Ihnen besser zu Sitzen
	Sonnensegel Der Sonnenschutz für Ihren J.O.B.
	Jobby 200 Watt Power für den Spaß

TECHNISCHE DATEN	
Pulverbeschichteter Aluminiumrahmen	
Cordura (TM) Gewebe	
Schiffskordel	
Aufblasbare Reifen (Reparatur mit PVC Kleber möglich)	
Wasserfeste Aluminium-Graphit-Lager	
Gewicht Rahmen	7kg
Gewicht pro Rad	3kg
Maximale Radbelastung 100kg	
Demontierbare Teile: Rückenstütze, Kippstütze, Fußstütze und Räder	
Maße J.O.B montiert:	93x93x107
Maße demontiert:	90x45x30



Via A. De Curtis, 4 - 80040 Cercola (NA) Italy
Tel. 0039-081-555.19.46 • Fax 0039-081-555.25.07
E-mail: info@neatech.it

Ihr Vertriebspartner
REHATRONIK
Technik für Menschen GMBH

Kirchengasse 6
A-3352 St. Peter/Au
T +43 (0)7477 44288
F +43 (0)7477 44588
E office@rehatronik.at
www.rehatronik.at
www.pflegeruf.at