

# i-swim2


Spreng deine  
Grenzen!



Angemeldetes Patent MO2013A000062



Passend für jede Art von  
Poolumrandung



Drehsitz für unabhängigen Einsatz

# i-swim2

Spreng deine Grenzen!

**Poollifter mit autonomer Bedienung durch den Benutzer.**




## Technische Daten

## I-Swim Pool Lift

Fahrgestell	Edelstahl / Aluminium
Räderanzahl	4 (davon 2 bremsbar)
Hebesystem	Parallelogramm
Beschichtung	Pulverbeschichtung
Hubkraft	136 kg
Eigengewicht	ca. 340 kg
Spannung	24V
Batterie	1 x 30 Ah
Hebekapazität	ca. 40 Zyklen / Anzeige Batterieladezustand
Ladegerät	im Lieferumfang inkludiert
Betätigung	Kabelfernbedienung

## I-Swim entspricht den folgenden Richtlinien:

Richtlinie 2006/42/CE	Maschinen Richtlinie
Richtlinie 2004/108/EC	EMC Elektromagnetische Verträglichkeit
UNI EN ISO 10535	Lifter für den Transfer von Menschen mit körperl. Einschränkungen
93/42/CEE	Richtlinie Medizingeräte



## Maße Lift

Länge	2510 mm
Breite	640 mm
Höhe	1500 mm