

beka 
hospitec



AVERO Comfort

Die Wellness- und Pflegebadewanne

Hubbadewanne AVERO Comfort

Elegantes Design für Ihr Pflegebad ...



Designed by Uwe Spannagel™

Optionale Änderung der Blickrichtung ...

Die klaren und weichen Formen dieser Wanne erinnern an moderne, zeitgemäße Privatbäder und fügen sich vollkommen in das bestehende Wellness- und Badekonzept Ihrer Einrichtung ein.

Die Besonderheit der AVERO Comfort Wanne sind ihre Radien, die sich sowohl im Innenraum als auch bei der äußeren Verkleidung widerspiegeln. Dieses einzigartige Wannendesign ermöglicht es auch die Wanne zu drehen und so in den Raum zu stellen, dass der Bewohner beim Baden frei in den Raum schauen kann, ohne dass die Schönheit der Wanne und die Ihres Pflegebades darunter leidet. Dies steigert deutlich das Wohlfühlgefühl des Badenden.





Für alle Pflegelifter am Markt geeignet ...



Die AVERO Comfort Hubbadewanne steht ohne Bodenverankerung sicher im Raum und ist frei unterfahrbar, so dass auch in kleinen Räumen und auf engstem Raum ohne Probleme mit allen modernen am Markt befindlichen Pflegeliftern gearbeitet werden kann, unabhängig vom Hersteller. Der große komfortable Innenraum ermöglicht dem Bewohner ein bequemes Liegen und Baden mit und ohne Lifter.

Das speziell angepasste Rückenprofil des Wannenkörpers mit den ausgeprägten Armauflagen bildet eine abgestimmte Wannenninnenform, die dem Bewohner ein ergonomisches Liegen in der Wanne ermöglicht. Ein auf dem Wannensrand montierter Thermostatmischer der Marke Hans-Grohe verstärkt den häuslichen Charakter der Hubbadewanne.

Hubbadewanne AVERO Comfort

Klare Linien und optimale Funktionalität ...



Designed by Uwe Spannagel™

Designerwanne mit häuslichem Charakter ...



Die moderne, elegante und zeitlose Wannenform fügt sich dezent in Ihr neues Pflegebad ein und gibt gleichzeitig Ihrem Bewohner, den Mitarbeitern und den Besuchern das Gefühl sich in einer häuslichen Umgebung zu befinden.

Hochwertige verchromte Messinggriffe in einem einzigartigen Design und zusätzliche in den Wannenrand eingelassene Aufnahmen für den Wannenverkürzer geben der Wanne nicht nur ein unverwechselbares Gesicht, sondern auch einen hervorragenden Halt für den Bewohner.



Klare Linien und optimale Funktionalität ...



Optionen AVERO Comfort

Baden und Wohlfühlen auf höchstem Niveau ...

Ein Vollbad wirkt sich wohltuend auf den Körper und den Geist aus. Nach neuesten Untersuchungen aus der Demenzforschung zeigen insbesondere sensorische Impulse bei dementen Bewohnern therapeutische Wirkung ...



Farblichttherapiesystem ...

Das Farblichttherapiesystem der AVERO Comfort erzeugt eine besondere, optisch stimulierende Wohlfühlatmosfera für Ihren Bewohner. Zwei seitlich in den Wannenkörper eingebaute LED-Spots ermöglichen eine angenehme Lichttherapie, ohne dass der Bewohner unnötig geblendet wird. Das Farblichttherapiesystem verfügt über eine frei wählbare Farbauswahl sowie ein automatisches Ablaufprogramm für Farbverläufe. Fragen Sie auch nach unserem Superior-Farblicht-System für die AVERO Comfort.



Luftperlbad ...

Das Luftperlbad mit seiner reinigenden und belebenden Wirkung bietet eine angenehme Massagewirkung und wirkt besonders wohltuend auf den Bewohner. Das leichte Prickeln auf der Haut sorgt für Entspannung und Beruhigung, besonders bei unruhigen Pflegebedürftigen und fördert zusätzlich die Durchblutung der Haut. Eine Verkeimung der in den Wanneboden und Fußbereich integrierten Düsen ist durch ein spezielles Verfahren nicht möglich, somit ist der Einsatz einer integrierten Desinfektionsanlage zur Desinfektion des Luftperlbades nicht notwendig.



Musiksoundsystem ...

Durch zwei im Oberkörperbereich integrierte Schalldruckschwinger werden die Schwingungen der Musik direkt ins Wasser und auf den Körper des Bewohners übertragen. Dadurch entsteht ein fühlbares Klangerlebnis, welches nach Stand der neuesten Forschung einen positiven Einfluss auf den Badenden hat. Ein USB-Anschluss ermöglicht das Abspielen von individuellen Musikdateien nach Ihren Wünschen. Die Bedienung erfolgt über eine drahtlose Fernbedienung.

Bei der Farbgebung unserer AVERO Comfort können Sie selbstverständlich frei aus einer Vielzahl von RAL-Farben wählen. Eine unterschiedliche Farbauswahl für Wanneninnekörper und Wannenschale ist dabei natürlich auch möglich ...



Aromatherapiesystem ...

Ein im Wannenkörper integriertes Aromatherapiesystem ermöglicht die Anwendung von verschiedenen Aromen die, zusammen mit der angewärmten Luft durch das Luftperlbadsystem und dem Badewasser, für den Bewohner ein wunderschönes Sinneserlebnis entfalten. Eine einfache Bedienung und ein wartungsfreies System sind selbstverständlich. Diese Option ist nur in Verbindung mit dem Luftperlbadsystem möglich.



Änderung der Blickrichtung ...

Das einzigartige Wannendesign ermöglicht es die Wanne zu drehen und so in den Raum zu stellen, dass der Bewohner beim Baden frei in den Raum schauen kann, ohne dass die Schönheit der Wanne und die Ihres Pflegebades darunter leidet. Dies steigert deutlich das Wohlfühlgefühl des Badenden.



Automatischer Wasserstopp ...

Nutzen Sie die Möglichkeit die Wanne durch einen automatischen Wannenfüllstopp zu befüllen, um sich während der Befüllung der Wanne ganz dem Bewohner widmen zu können. Die Füllmenge kann nach Ihren Wünschen eingestellt werden, um abgestimmt auf den Bewohner und die Anwendung die richtige Wassermenge zu wählen. Dies spart Zeit und Energiekosten und ermöglicht die volle Konzentration auf den Bewohner. Die Aktivierung erfolgt über die Bedienfolie.

Die optimale Lösung

für Ihre Pflegekraft und Ihre Bewohner ...



Die AVERO Comfort vereint auf perfekte Art und Weise Wellness und Pflege und unterstützt Ihre Pflegekraft optimal in der täglichen Pflege ...

Vorteile für Ihre Pflegekraft:

- ❑ Einfache Bedienung über Folientastatur und Symbole
- ❑ Stufenlose Höhenverstellung für optimale Arbeitshöhe
- ❑ Porenfreie Oberfläche für einfache Reinigung und optimale Hygiene
- ❑ Der optionale automatische Wasserstopp spart Zeit und Kosten und ermöglicht die volle Konzentration auf den Bewohner



Die AVERO Comfort Hubbadewanne bietet sowohl Ihrem Bewohner als auch Ihrer Pflegekraft jederzeit ein Maximum an Sicherheit und Komfort ...

Vorteile für Ihren Bewohner:

- ❑ Ergonomischer Wanneninnenkörper für bequemes und sicheres Baden mit und ohne Lifter
- ❑ Armauflagen mit Haltegriffen für mehr Komfort und Sicherheit
- ❑ Optionaler Wannenvkürzer für sicheren Halt beim Baden
- ❑ Häusliche Optik
- ❑ Verbrühschutz für Handbrause und Wanneneinlauf
- ❑ Vielzahl an Optionen für ein entspannendes Wohlfühlbad

Hubbadewanne AVERO Comfort

Die Wellness und Pflegebadewanne ...





Vorteile für Investoren und Haustechnik:

- ❑ Modernes Design für ein zeitgemäßes Pflegebad
- ❑ Niedrige Ersatzteil- und Unterhaltskosten
- ❑ Bewährte Technik, nicht auf Werkskundendienst angewiesen
- ❑ Verwendung von Markenkomponenten namhafter Hersteller bei z.B. Motoren, Ventilen, Steuerungen
- ❑ Hans-Grohe Markenthermostat
- ❑ Sehr gutes Preis-/Leistungsverhältnis
- ❑ Kostenloser telefonischer TechniksUPPORT durch BEKA Hospitec

Technische Daten AVERO Comfort

Gesamtmaß, inkl. Bedienpult	2.100 mm x 800 mm
Wanneninnenmaß (L x B x T)	1.770 mm x 575 mm x 400 mm
Hubhöhe	680 - 1.080 mm
Hubkraft	4000 N pro Antrieb
Frequenz	50 Hz
Stromaufnahme	max. 4,5 Ampere
Stromanschluß	230 Volt
Patientengewicht (max.)	250 kg
SWL (max.)	400 kg

Zubehör / Optionen

Änderung der Blickrichtung ins Bad
Automatischer Wasserstopp
Wannenverkürzer
Luftperlbad
Farblicht-Therapiesystem
Superior-Farblicht-Therapiesystem
Musik-Sound-System
Aroma-Therapiesystem
Sonderfarbe nach RAL

REHATRONIK
 Technik für Menschen **GMBH**

Kirchengasse 6
 A-3352 St. Peter/Au
 T +43 (0)7477 44288
 F +43 (0)7477 44588
 E office@rehatronik.at
 www.rehatronik.at
 www.pflegeruf.at