

# Lippe IV

Clinic | Care | **Homecare** | Assist



Der höhenverstellbare  
Betteinsatz



## Betteinsatz Lippe IV - Zum Einbau in ein vorhandenes Bett

200 kg sichere Arbeitslast, 4-geteilte  
Liegefläche, elektrisch verstellbar

Handschalter mit  
selektiver Sperrfunktion

Matratzenbügelgriff auf 100 cm  
verbreiterbar, demontierbar

Matratzenbügelgriff  
im Fußbereich

Rastomat

Hülsen zur Aufnahme des  
Aufrichters rechts und links

Aufnahmebuchse des Steckers zur Anbindung  
des elektronischen Schaltnetzteils SwitchMode

Wartungsarmes und langlebige  
LINAK-Antriebssystem

Standfuß mit Bodenausgleichs-  
schraube, Befestigungslasche

### Ihre Vorteile

#### Qualität und Langlebigkeit

Der Betteinsatz „Lippe IV“ ist äußerst stabil konstruiert, sodass die Herausforderungen im Pflegealltag bestens erfüllt werden. Die hohe Qualität sichert Ihnen ein langlebige, robustes und wartungsarmes System, das die Folgekosten entscheidend minimiert.

#### Flexibel einsetzbar

Der „Lippe IV“ lässt sich einfach in einen vorhandenen Bettrahmen einsetzen. Mit seiner großen Auswahl von Liegeflächenmaßen und seinem besonders raumsparenden Untergestell von nur 69 x 113 cm passt er fast überall hinein.

#### Sichere Arbeitslast von 200 kg

Auch für schwergewichtigere Personen geeignet.

#### Wirtschaftlichkeit

Einfache Montage durch eine Person. Das Preis-Leistungs-Verhältnis ist ausgesprochen günstig. Trotzdem wurde an der Konstruktion und am Material nicht gespart. Insbesondere der Einsatz hochwertiger Materialien sichert die Burmeier-Qualitätsphilosophie. Der Betteinsatz ist durch eine Person ohne Werkzeug montierbar und demontierbar – und dies innerhalb weniger Minuten.

#### 24-Volt-Antriebssystem serienmäßig

Mit dem 24-Volt-System verlängert sich das Intervall der vorgeschriebenen Ableitstrommessungen so deutlich, dass während der zu erwartenden Lebensdauer des Betteinsatzes und darüber hinaus keine weitere Prüfung erforderlich ist. Über die Länge dieser Dauer informiert die Gebrauchsanweisung. Die erste Ableitstrommessung hat der Hersteller bereits vorgenommen. Die 24-Volt-Schutzkleinspannung spart Stromkosten und erhöht die Sicherheit des Bewohners.

### Details



Matratzenbügelgriff  
auf 100 cm  
verbreiterbar,  
demontierbar



Elektronisches  
Schaltnetzteil (Switch  
Mode), direkt hinter  
Netzstecker integriert  
(24 Volt-Antriebssys-  
tem serienmäßig)



Handschalter



Standfuß mit  
Bodenausgleichs-  
schraube,  
Befestigungslasche



Aufnahmebuchse  
des Steckers zur  
Anbindung  
des elektronischen  
Schaltnetzteils  
SwitchMode



# Betteinsatz **Lippe IV**

## Ausführung

- Liegefläche 4-geteilt, Rücken- und Oberschenkellehne sowie Liegehöhe elektromotorisch verstellbar, serienmäßig mit 24-Volt-Antriebssystem. Unterschenkellehne manuell über Rasterung absenkbar (außer 80x180 cm und 90x180 cm)
- Untergestell und Liegeflächenrahmen durch Polyester-Pulverlackbeschichtung versiegelt, Farbe topas
- Liegefläche kopfseitig mit 2 im Liegeflächenrahmen integrierten Hülsen zur Aufnahme eines Aufrichters, Untergestell mit Standfüßen, inklusive Bodenausgleichsschrauben sowie 4 Befestigungsglaschen zur Fixierung innerhalb eines vorhandenen Bettes
- Untergestell individuell auf Lattenrostbreiten von 100 und 90 cm einstellbar
- Liegehöhenverstellung von 29 cm bis 74 cm, niedrigste Liegeflächenhöhe: 29 cm
- sichere Arbeitslast: 200 kg
- 5. Matratzenbügelgriff serienmäßig zur fußseitigen Fixierung der Matratze

Gefertigt nach: Norm IEC 60601-2-52:2009



Technische Änderungen vorbehalten. Stand 04/2017. Version 4. Artikel-Nr. 600141.

## Zubehör (gegen Mehrpreis lieferbar)



Lager- und Transporthilfe mit lenkbaren Laufrollen



Leselampen



Aufrichter



Lippe-Seitensicherung (auch nachträglich montierbar)



Aufstehhilfe



Adaptierbare Standfüße zur Erhöhung der niedrigsten Position (+7 cm)



Verbreiterungsschiene 5 cm



Adaptierbare Seitensicherung

## Bestellnummern und Außenmaße

Bestellnummer	Liegeflächen-Nennmaß	tatsächliches Liegeflächenmaß	Bestellnummer	Liegeflächen-Sondermaß	tatsächliches Liegeflächenmaß
30.9456.2	90 x 190 cm	85 x 185 cm	30.9456.8	90 x 180 cm	85 x 175 cm
30.9456.1	90 x 200 cm	85 x 195 cm	30.9456.7	80 x 180 cm	75 x 175 cm
30.9456.4	100 x 190 cm	95 x 185 cm	30.9456.6	80 x 190 cm	75 x 185 cm
30.9456.3	100 x 200 cm	95 x 195 cm	30.9456.5	80 x 200 cm	75 x 195 cm

**REHATRONIK**  
Technik für Menschen GMBH

**Burmeier GmbH & Co. KG**  
Pivitsheider Straße 270, 32791 Lage  
Telefon: +49 (0) 5232 9841 - 0  
Fax: +49 (0) 5232 9841 - 41  
E-Mail: info@burmeier.com  
www.burmeier.com

Gewerbepark Pölla 10  
A-3353 Seitenstetten  
T 07477 44288  
F 07477 44588  
E office@rehatronik.at  
www.rehatronik.at  
www.pflegeruf.at

**BURMEIER**  
Stieglmeyer-Gruppe