

AVERO Comfort



beka DIFFERENT
BY DESIGN




Produktvideo
ansehen!



Einfach in Ihrem Pflegebad ein häusliches Umfeld für Ihre Bewohner schaffen.

Die AVERO Comfort Hubbadewanne fügt sich problemlos in bestehende Wellness- und Badekonzepte von Pflegeeinrichtungen ein. Durch Ihre besonderen Radien, die sich sowohl in Wanneninnenraum, als auch in der Außenverkleidung widerspiegeln, entstehen klare und weiche Formen.


Dieses einzigartige Wannendesign erinnert an moderne und zeitgemäße Privatbäder und weckt somit einen häuslichen Charakter, der das Wohlbefinden von Bewohnern positiv beeinflusst. Die Pflegewanne kann problemlos gedreht werden, sodass ein freier Blick des Badenden in den Raum möglich wird.





Sensitive Wahrnehmung und Entspannung Ihrer Bewohner fördern!

Mit unseren hochwertigen Wellness-Optionen.



Farblicht-System

In den Wannenkörper eingebaute LED-Scheinwerfer ermöglichen ein angenehmes Lichterlebnis. Die freie Wahl der Farbgebung sowie ein automatisches Lichtprogramm lassen keine Wünsche offen!

Luftperlbad

Mit der Option Luftperlbad können Ihre Bewohner ein Wellnessbad mit Massagewirkung genießen. Das sehr angenehme Prickeln auf der Haut sorgt für Entspannung und fördert die Durchblutung. Eine Verkeimung der Düsen ist durch ein spezielles Verfahren nicht möglich und somit ist der Einsatz einer internen Desinfektionsanlage nicht notwendig.



Aroma-System

Zusammen mit der Option Luftperlbad bietet das Aroma-System ein wahres Sinneserlebnis für Badende. Verschiedene Aromen entfalten sich im Badewasser. Eine einfache Bedienung und ein wartungsfreies System sind selbstverständlich. (Diese Option ist nur in Verbindung mit der Option Luftperlbad möglich).

Musik-Soundsystem

Mit dem Musik-Soundsystem genießen Bewohner ein fühlbares Klangerlebnis während des Badens. Per USB-Anschluss oder Bluetooth Verbindung (wahlweise), erfolgt eine individuelle Musikauswahl nach Ihren Vorstellungen.





Optional: Integriertes Markenthermostat mit Legionellenspülung



Von allen modernen Badeliftern frei unterfahrbar



Intuitive Kabelfernbedienung mit Symbolen für alle Funktionen



Ergonomischer Wanneninnekörper mit großen Armauflagen und Haltegriffen



Klare und weiche Formen der AVERO Comfort erinnern an moderne Privatbäder



Optional: Änderung der Blickrichtung

✓ Modernes Design mit häuslichem Charakter

Die AVERO Comfort fügt sich problemlos in moderne Pflegebadkonzepte ein und sorgt durch die elegante, häusliche Optik für ein vertrautes Gefühl beim Badenden.

✓ Großzügiger, ergonomischer Wanneninnekörper

Durch die großen eingelassenen Armauflagen sowie die ergonomischen Handgriffe haben Bewohner stets optimalen Halt in der Wanne.

✓ Zahlreiche Optionen für individuelle Anforderungen

Neben unseren umfangreichen Wellness Optionen, die effektiv zur Förderung des Wohlbefindes von Badenden beitragen, bietet die AVERO Comfort auch zusätzliche Optionen in Punkto Sicherheit und Hygiene.

✓ Modell mit Multifunktionspflege- und Duschliege

Nutzen Sie die einzigartige Möglichkeit Ihre Bewohner direkt über der Pflegebadewanne pflegen, umkleiden und abduschen zu können. Unsere patentierte Lösung ermöglicht somit Arbeiten auf engstem Raum.


Multifunktionspflege- und Duschliege für AVERO Comfort

Pflegen Sie Ihre Bewohner sicher und unmittelbar über der Badewanne. Unser einzigartiges, patentiertes Design bringt zahlreiche Vorteile mit sich. Die AVERO Comfort ist mit integrierter Multifunktionsliege in ihrer Funktion als Pflegebadewanne natürlich uneingeschränkt nutzbar:

- ✓ Einzigartiges, patentiertes Design
- ✓ Vollwertige, höhenverstellbare Duschliege
- ✓ Höchst platzsparend
- ✓ Elektrisch höhenverstellbar, da auf Hubbadewanne montiert
- ✓ Vermeidung von unnötig langen Transferwegen



Hinweis: Die Multifunktionspflege- und Duschliege ist nicht nachrüstbar, sondern kann nur in Kombination mit einer dafür angepassten AVERO Comfort Wanne bestellt werden.





„AVERO Comfort bietet uns alle Vorteile für einen entspannten Badevorgang.“

- ✓ Stufenlose Höhenverstellung der Wanne für die optimale Arbeitshöhe
- ✓ Option automatischer Wasserstopp ermöglicht Wannenvorfüllung ohne Aufsicht
- ✓ Einfache Bedienung über die Kabelfernbedienung mit intuitiven Symbolen zu allen Funktionen der Wanne
- ✓ Porenfreie Oberfläche der Wanne für eine einfache Reinigung der Wanne

Platzbedarf AVERO Comfort anhand beispielhaftem Planungsvorschlag.

Die AVERO Comfort kann frei im Raum aufgestellt werden. Eine Änderung der Blickrichtung für die freie Sicht des Bewohners in den Raum ist problemlos möglich.





Ein starkes Team.


Komplettlösungen von BEKA Hospitec

Unsere Produkte sind perfekt aufeinander zugeschnitten. Verwenden Sie die AVERO Comfort mit unseren Mobilitätshilfen um die bestmögliche Arbeitsgrundlage für Ihre Pflege zu schaffen!

Akku und Ladegerät aller Mobilitätshilfen untereinander kompatibel!


Mobiler Gurtlifter CARLO

- › Mit smarten Mechanismen für einen einfachen und ergonomischen Transport von Bewohnern
- › Modelle für schwergewichtige Bewohner vorhanden
- › Leichte Bauweise, leicht und wendig zu fahren




Flexible Aufstehhilfe NORA

- › Effektive Entlastung des Pflegepersonals
- › Aktivlifter fördern Mobilität Ihrer Bewohner
- › Für Menschen aller Größen geeignet, durch zusätzliche Gurtaufnahmepunkte (NORA Alu)



Pflege- und Versorgungsliege MONA

- › Mobile Pflege- und Versorgungsliege
- › Hochwertige Polsterauflage
- › Stufenlose, lotrechte Höhenverstellung














Technische Daten

Gesamtmaß inkl. Bedienpult (L x B)	2.100 mm / 800 mm
Wanneninnenmaß (L x B x T)	1.770 mm x 575/720 mm x 400 mm
Hubhöhe	680 mm - 1.080 mm
SWL	400 kg
Stromanschluss	230 V, 50 Hz
Füllmenge	ca. 270 l

Produkteigenschaften

Elektronische Höhenverstellung
Einfache Bedienung über Kabelfernbedienung
Ergonomischer Wanneninnenkörper
Armauflagen mit Haltegriffen für mehr Komfort und Sicherheit

Verfügbare Optionen

 Aroma-System	 Automatische Wannenfüllung
 Farblicht-System	 Notfunktion bei Stromausfall
 Luftperlbad	 Wannenverkürzer
 Musik-Soundsystem	 Änderung der Blickrichtung
 Bluetooth Musik-Soundsystem	 Legionellenspülung
 Sonderfarbe nach RAL	

REHATRONIK
Technik für Menschen **GMBH**

Gewerbepark Pölla 10
A-3353 Seitenstetten
T 07477 44288
F 07477 44588
E office@rehatronik.at
www.rehatronik.at
www.pflegeruf.at

beka DIFFERENT
BY DESIGN

BEKA Hospitec GmbH | Am Rübenmorgen 3 | 35582 Wetzlar-Dutenhofen
Tel +49 641 922 20-0 | E-Mail info@beka-hospitec.de
www.beka-hospitec.de

