

AVERO Premium plus



beka DIFFERENT
BY DESIGN



Produktvideo
ansehen!



Funktionalität trifft auf Wellness

Die Hubbadewanne AVERO Premium plus wurde in enger Zusammenarbeit mit Pflegekräften und Ergotherapeuten entwickelt. Der ergonomische Wannenkörper mit dem abgesenkten Fußbereich und die hochwertigen Materialien ermöglichen ein Entspannungsbad mit Wellnesscharakter. Der Wannenkörper und die Fußkonstruktion erlauben den Einsatz aller am Markt befindlichen modernen Pflegelifter.

Die AVERO Premium plus Wanne steht ohne Bodenverankerung frei im Raum und ist von 3 Seiten frei unterfahrbar. Eine Folientastatur mit Symbolen vermeidet Fehlbedienungen und erleichtern die Arbeit des Pflegepersonals. Erhältlich in verschiedenen Wannenzweiten als Modell 175 oder Modell 190.






Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4 Gruppe 5



Bedienfolie mit Temperaturanzeige



Mit allen modernen Personelliftern von 3 Seiten unterfahrbar



Große Arm- und Schulterfreiheit



Der abgesenkte Fußbereich unterstützt ergonomisches Liegen



Große Armauflagen mit hochwertigen Handgriffen bieten den Badenden Sicherheit



Optional: Integrierte Desinfektionseinrichtung

✓ Abgesenkter Fußbereich & Spezielles Rückenprofil

Der abgesenkte Beinbereich bietet Badenden zuverlässigen Halt. Zusammen mit den ausgeprägten Armauflagen und dem angeformten Rückenprofil bilden die Komponenten die Grundlage für den äußerst ergonomischen Wannenkörper. Insbesondere beim Einsatz mit Sitzliftern wird so ein entspannter und sicherer Badevorgang mit ausreichend Halt gewährleistet.

✓ Intuitive Bedien- und Steuereinheit

Über die im Pult integrierte Bedienfolie können alle Funktionen der Wanne einfach gesteuert werden. Dabei wird stets die Wassertemperatur von Wanneneinlauf, Badewasser und Handbrause angezeigt.

✓ Breiter Wannenkörper bietet viel Platz

Bewohner aller Größen genießen ausreichend Bewegungsfreiraum im Wannenkörper der AVERO Premium plus.



Technische Daten











Gesamtmaß inkl. Bedienpult *	2.335 mm x 850 mm
Wanneninnenkörper (L x B x T) *	1.780 mm x 575/720 mm x 430/490 mm
Wannenaußenkörper (L x B x T) *	1.934 mm x 800 mm x 520 mm
Höhenverstellung	690 mm - 1.040 mm
Füllmenge*	ca. 220 Liter
SWL	300 kg
Stromanschluss	230 V, 50 Hz

* Angaben für AVERO Premium plus, Modell 190

Produkteigenschaften

Elektrische Höhenverstellung
Einfache Bedienung über Bedienfolie mit intuitiven Symbolen
Sicherheitsmodule verhindern Fehlbedienung der Wanne
Temperaturanzeige Wanneneinlauf, Handbrause und Badewasser
Ergonomischer Wanneninnenkörper
Abgesenkter Fußbereich
Armauflagen mit Haltegriffen für mehr Komfort und Sicherheit
Sitzfläche mit Hygieneöffnung
Verbrühschutz für Handbrause und Wanneneinlauf

Verfügbare Optionen

- | | |
|---|--|
|  Aroma-System |  Sonderfarbe nach RAL |
|  Farblicht-System |  Desinfektionseinrichtung |
|  Luftperlbad |  Automatische Wannenfüllung |
|  Musik-Soundsystem |  Notfunktion bei Stromausfall |
|  Bluetooth Musik-Soundsystem |  Wannenverkürzer |



Gewerbepark Pölla 10
A-3353 Seitenstetten
T 07477 44288
F 07477 44588
E office@rehatronik.at
www.rehatronik.at
www.pflegeruf.at

beka DIFFERENT
BY DESIGN

BEKA Hospitec GmbH | Am Rübenmorgen 3 | 35582 Wetzlar-Dutenhofen
Tel +49 641 922 20-0 | E-Mail info@beka-hospitec.de
www.beka-hospitec.de

