

AVERO VIVA



beka DIFFERENT
BY DESIGN



Produktvideo
ansehen!



Zeitloses Design inspiriert von modernen Privatbädern.

Die Besonderheit der AVERO VIVA Wanne liegt in einem zeitlosen Design, welches sich in einer klaren, schlichten, äußeren Verkleidung und einem sehr schönen Wanneninnekörper widerspiegelt. Der ergonomische Wanneninnekörper bietet dem Bewohner im Schulterbereich ausreichend Platz und gewährleistet den Einsatz geeigneter Sitz- und Badelifter.

Die AVERO VIVA Hubbadewanne ist frei unterfahrbar, so dass auch auf engstem Raum ohne Probleme mit Badeliftern gearbeitet werden kann. Die Bedienung der Wanne erfolgt über eine Kabelfernbedienung mit Symbolen.

-  Gruppe 2
-  Gruppe 3
-  Gruppe 4
-  Gruppe 5



Optional: Integriertes Markenthermostat mit Legionellenspülung



Optional: Integrierte Desinfektionseinrichtung



Intuitive Kabelfernbedienung mit Symbolen für alle Funktionen



Ergonomischer Wanninnenkörper mit großen Haltegriffen und Armauflagen



Optional: Hochklappbarer Halte- und Einstiegsgriff aus Edelstahl



Neu! Optionale Änderung der Blickrichtung

✓ Häusliches Wannendesign mit Wohlfühlgarantie

Die einfache, schlichte Form der AVERO VIVA erinnert an stilvolle Badewannen moderner Privatbäder. Schaffen Sie eine vertraute Atmosphäre beim sensiblen Badevorgang, um den Wohlfühlfaktor für Ihre Bewohner zu steigern!

✓ Großzügiger, ergonomischer Wanninnenkörper

Die AVERO VIVA bietet Badenden viel Platz im Wannenkörper. Dank der großen Armauflagen und ergonomischen Haltegriffen, genießen Bewohner hohen Badekomfort und ein sicheres Gefühl!

✓ Zahlreiche Optionen für individuelle Anforderungen

Neben unseren umfangreichen Wellness Optionen, die effektiv zur Förderung des Wohlbefindens von Badenden beitragen, bietet die AVERO VIVA auch nützliche Optionen in Punkto Sicherheit und Hygiene.



Technische Daten

Gesamtmaß inkl. Bedienpult	2.025 mm - 786 mm
Innenbreite Oberkörper	706 mm
Hubhöhe	683 mm - 1.083 mm
SWL	400 kg
Stromanschluss	230 V, 50 Hz

Produkteigenschaften

Elektrische Höhenverstellung
Einfache Bedienung über Kabelfernbedienung
Ergonomischer Wanneninnenkörper
Armauflagen mit Haltegriffen für mehr Komfort und Sicherheit

Verfügbare Optionen

- | | |
|---|--|
|  Aroma-System |  Automatische Wannenfüllung |
|  Farblicht-System |  Notfunktion bei Stromausfall |
|  Luftperlbad |  Wannverkürzer |
|  Musik-Soundsystem |  Änderung der Blickrichtung |
|  Bluetooth Musik-Soundsystem |  Legionellenspülung |
|  Sonderfarbe nach RAL |  Klappbarer Haltegriff |
|  Desinfektionseinrichtung | |



Gewerbepark Pölla 10
A-3353 Seitenstetten
T 07477 44288
F 07477 44588
E office@rehatronik.at
www.rehatronik.at
www.pflegeruf.at

beka DIFFERENT
BY DESIGN

BEKA Hospitec GmbH | Am Rübenmorgen 3 | 35582 Wetzlar-Dutenhofen
Tel +49 641 922 20-0 | E-Mail info@beka-hospitec.de
www.beka-hospitec.de