

# CARLO Aiu, Classic 230



**beka** DIFFERENT  
BY DESIGN



Produktvideo  
ansehen!



## Die ideale Lösung für Bewohner mit bis zu 230 kg Gewicht.

Der CARLO Alu Patientenlifter, Modell Classic 230, wurde speziell für das Heben, Umlagern und den Transfer von pflegebedürftigen Bewohnern bis zu einem maximalen Patientengewicht von 230 kg entwickelt. Durch die spezielle Konstruktion aus Aluminium- und Stahl-Komponenten lässt sich der Lifter extra leicht und wendig fahren, bietet aber dennoch die benötigte Stabilität für die Pflege von schweren Bewohnern.

Der extra breite 4-Punkt-Schlaufenbügel aus Edelstahl ist für alle Schlaufenurte geeignet und zeichnet sich durch eine zum Patent angemeldete Einstellmöglichkeit zur Rotationsminderung (ARM) aus.



Gruppe 3 Gruppe 4 Gruppe 5



## Stabiler 4-Punkt-Schlaufenbügel

Der Gurtbügel des CARLO Alu, Classic 230 ist für alle Schlaufengurte geeignet und besitzt einen Sicherheitsverschlussmechanismus für die Gurtaufnahme. Der Abstand zwischen dem Aufnahmebügel und der Hubsäule ist groß, sodass Bewohner während des Transfers ausreichend Platz haben.



## Anti-Rotationsmechanismus

Der Anti-Rotationsmechanismus (ARM) verhindert unangenehme Pendel- oder Rotationsbewegungen während des Hebens und dem Transfer.



## Für schwergewichtige Bewohner bis 230 kg

Mit dem CARLO Alu, Classic 230 können Sie problemlos bariatrische Bewohner bis zu 230 kg transferieren. Die spezielle Konstruktion aus Aluminium- und Stahl-Komponenten bietet dabei die nötige Stabilität und ist dabei dennoch leicht und wendig durch die Pflegekraft zu fahren.

## Technische Daten

Fahrgestell ( L x H )	1.400 mm x 125 mm
Breite innen ( geschlossen/gespreizt )	540 mm / 1.040 mm
Breite außen ( geschlossen/gespreizt )	700 mm / 1.180 mm
Hub	1.400 mm
SWL	230 kg

## Produkteigenschaften

Stabile Aluminium- Stahl-Konstruktion
Handbedienteil mit Anzeige des Akkuladestatus
4-Punkt-Schlaufenbügel mit Sicherheitsverschlussmechanismus
Elektrische Höhenverstellung sowie elektrisch spreizbares Fahrgestell
Anti-Rotationsmechanismus (ARM)

## Verfügbare Optionen



Ersatzakku 24 V



Wandladegerät



Digitale Patientenwaage

## Verfügbare Schlaufengurte



Transfurgurt

Mit Kopfstütze  
Gepolsterte Beinschlaufen  
Hochwertiges Nylonmaterial



Toilettengurt

Mit Kopfstütze  
Gepolsterte Beinschlaufen  
Armpolster



Badegurt

Mit Kopfstütze  
Gepolsterte Beinschlaufen  
Hochwertiges Nylon-Netzmaterial



Softgurt

Mit Kopfstütze  
Gepolsterte Beinschlaufen  
Atmungsaktives Nylon-/ Baumwollgemisch



Gewerbepark Pölla 10  
A-3353 Seitenstetten  
T 07477 44288  
F 07477 44588  
E office@rehatronik.at  
www.rehatronik.at  
www.pflegeruf.at

**beka** DIFFERENT  
BY DESIGN

**BEKA Hospitec GmbH** | Am Rübenmorgen 3 | 35582 Wetzlar-Dutenhofen  
Tel +49 641 922 20-0 | E-Mail info@beka-hospitec.de  
www.beka-hospitec.de

