

CARLO Aiu, Comfort EP 185



beka DIFFERENT
BY DESIGN



Produktvideo
ansehen!



Zuverlässiger Patientenlifter mit Anti-Rotationsmechanismus und elektrischem Positioniersystem.

Das elektrische Positioniersystem (EPS) des CARLO Alu, Comfort EP 185, ermöglicht der Pflegekraft den Bewohner mühelos, genau und ohne Kraftaufwand zu positionieren und dabei immer im direkten Kontakt zu ihm zu stehen. So kann sie sich voll dem Bewohner widmen, ihm ein zusätzliches Gefühl von Sicherheit vermitteln und dabei gleichzeitig eine ergonomische Arbeitshaltung beibehalten.

Der Bewohner kann problemlos von einer Sitz- in eine Liegeposition und umgekehrt geschwenkt werden und optimal positioniert werden. Besonders in der Liegeposition erfährt der Bewohner hierbei eine spürbare Druckentlastung der Beine. Der Anti-Rotationsmechanismus (ARM) des Gurtbügels verhindert ein ungewolltes Rotieren des Bügels während des Transfers und reduziert verunsichernde Schwing- und Pendelbewegungen. Hierdurch erhält Ihr Bewohner ein wichtiges Gefühl der Sicherheit.



Gruppe 3 Gruppe 4 Gruppe 5



Anti-Rotationsmechanismus (ARM) und elektrisches Positioniersystem (EPS)



Kabelfernbedienung mit Anzeige des Akkuladestandes



Elektrisch spreizbares Fahrgestell sowie elektrische Höhenverstellung

Technische Daten

Fahrgestell (L x H)	1.290 mm x 125 mm
Breite innen (geschlossen/gespreizt)	540 mm / 1.040 mm
Breite außen (geschlossen/gespreizt)	700 mm / 1.180 mm
Hub	1.400 mm
SWL	185 kg

Produkteigenschaften

Leichte Aluminium-Bauweise
Handbedienteil mit Anzeige des Akkuladestandes
Clip-Gurtbügel mit 360° freiem Drehbereich
Elektrische Höhenverstellung sowie elektrisch spreizbares Fahrgestell
Anti-Rotationsmechanismus (ARM)
Elektrisches Positioniersystem



Optional: Patientenwaage



Großer, freier 360 ° Drehbereich zwischen Gurtbügel und Hubsäule



Absenkung des Gurtbügels bis zum Boden

Verfügbare Optionen



Ersatzakku 24 V



Wandladegerät



Digitale Patientenwaage

Verfügbare Clipgurte



Transfergurt
Mit Kopfstütze
Gepolsterte Beinschlaufen
Hochwertiges Nylonmaterial



Toilettengurt
Mit Kopfstütze
Gepolsterte Beinschlaufen
Armpolster



Badegurt
Mit Kopfstütze
Gepolsterte Beinschlaufen
Hochwertiges Nylon-Netzmaterial



Softgurt
Mit Kopfstütze
Gepolsterte Beinschlaufen
Atmungsaktives Nylon-/ Baumwollgemisch



Elektronisches Positioniersystem (EPS) für exakte und mühelose Positionierung.



Vier hochwertige Doppelrollen, zwei davon feststellbar



Universell als zuverlässiger Dusch- und Badelift verwendbar

REHATRONIK
Technik für Menschen **GMBH**

Gewerbepark Pölla 10
A-3353 Seitenstetten
T 07477 44288
F 07477 44588
E office@rehatronik.at
www.rehatronik.at
www.pflegeruf.at

beka DIFFERENT
BY DESIGN

BEKA Hospitec GmbH | Am Rübenmorgen 3 | 35582 Wetzlar-Dutenhofen
Tel +49 641 922 20-0 | E-Mail info@beka-hospitec.de
www.beka-hospitec.de

