

# MONA



**beka** DIFFERENT  
BY DESIGN



Die mobile Versorgungsliege MONA bietet eine große, hochwertige Polsterauflage, die die Grundlage für eine sichere und bequeme Versorgung von Menschen mit Unterstützungsbedarf bildet. Dank abgerundeter, gepolsterter Enden der Liege, werden selbst bei sehr empfindlicher Haut, Verletzungen effektiv vorgebeugt.



Produktvideo  
ansehen!



## Anspruchsvolle Pflege.

Auch bei sehr unruhigen Menschen gewährleistet die stabile Scheren-Höhenverstellung, dass weder die Polsterauflage noch die Versorgungsliege wackelt oder nachgibt. Eine stufenlose Höhenverstellung (wahlweise elektrisch oder hydraulisch) ermöglicht die Einstellung der optimalen Arbeits- und Transferhöhe. Das Grundgestell ist frei unterfahrbar und mit vier lenk- und bremsbaren Rädern ausgestattet.

-   
 Gruppe 1
-   
 Gruppe 2
-   
 Gruppe 3
-   
 Gruppe 4
-   
 Gruppe 5

## ✓ Stufenlose, lotrechte Höhenverstellung

Durch die Höhenverstellung ist stets die richtige Arbeitshöhe der Pflegekraft gewährleistet. Der stufenlose, lotrechte Vorgang verhindert unangenehmes Wackeln der Liege.

## ✓ Elektrisch, hydraulisch oder batteriebetrieben

Unsere Pflegeliege MONA ist in 3 verschiedenen Ausführungen vorhanden. Akku und Ladegerät der batteriebetriebenen MONA sind mit fast allen mobilen BEKA-Liftern kompatibel.

## ✓ Optionale Seitengitter erhöhen Sicherheit

Die optionalen, abklappbaren Seitengitter verleihen der MONA Pflegeliege zusätzliche Sicherheit und beugen Stürzen von Pflegebedürftigen vor. Auch bei hohem Druck.

## ✓ Frei unterfahrbares Grundgestell

Mit allen modernen Personenliftern frei unterfahrbar. Das Grundgestell ist mit 4 lenk- und bremsbaren Rädern ausgestattet, die einen einfachen Transfer gewährleisten.

### Technische Daten

Polsterlänge (wahlweise) *	1.500 mm - 2.000 mm
Polsterbreite (wahlweise) *	650 mm / 800 mm / 1.000 mm
Hubhöhe	480 mm - 990 mm
Max. Belastung	205 kg

\* Sondergrößen auf Anfrage

### Produkteigenschaften

Stabile Scheren-Höhenverstellung
Stufenlose, lotrechte Höhenverstellung
Bequeme Polsterung mit abgerundeten Enden
Frei unterfahrbares Grundgestell
4 lenk- und bremsbare Räder

### Verfügbare Optionen

 Abrollschutz- Seitengitter	 Kopfteil mit Rasterverstellung
 Schutzpolster für Seitengitter	 Fahrgestell-Abdeckung aus ABS



Gewerbepark Pölla 10  
A-3353 Seitenstetten  
T 07477 44288  
F 07477 44588  
E [office@rehatronik.at](mailto:office@rehatronik.at)  
[www.rehatronik.at](http://www.rehatronik.at)  
[www.pflegeruf.at](http://www.pflegeruf.at)

**beka** DIFFERENT  
BY DESIGN

**BEKA Hospitec GmbH** | Am Rübenmorgen 3 | 35582 Wetzlar-Dutenhofen  
Tel +49 641 922 20-0 | E-Mail [info@beka-hospitec.de](mailto:info@beka-hospitec.de)  
[www.beka-hospitec.de](http://www.beka-hospitec.de)

