

# SINA Comfort



**beka** DIFFERENT  
BY DESIGN



Produktvideo  
ansehen!



## Schwerstpflegebedürftige Bewohner und Patienten sicher und komfortabel duschen.

Die SINA Comfort Duschiage bietet eine optimale Möglichkeit Bewohner und Patienten sicher und bequem zu duschen. Der Transfer vom Bett auf die Duschiage erfolgt durch das seitliche Anfahren an das Bett und die Verlagerung mittels einer Transferhilfe auf den Duschiwagen. Die angenehm gepolsterte Duschaufgabe bietet eine komfortable Unterlage auf der der Bewohner sicher und bequem aufliegt.

Die hohen Seitengitter bieten einen optimalen Schutz gegen das Herausrollen von der Duschiage. Menschen können aufgrund ihrer Hilfsbedürftigkeit nicht mehr mit herkömmlichen Hilfsmitteln wie Bade- und Duschiiftern versorgt werden und müssen dann im Bett gewaschen werden. Dies lässt oftmals keine ausreichende würdevolle Körperhygiene zu.





Abklappbares Seitengitter für eine problemlose Übernahme



Flexibler Ablaufschlauch



Verstellbares Gitter mit Sicherheitsscharnieren zur Verlängerung der Liegefläche



Positive und negative Verstellung der Liegefläche, für Schocklage geeignet



Angenehm gepolsterte Auflage für bequemes Duschen, optionaler Kopfkeil für noch besseren Komfort



SINA XXL – Extrem stabile Ausführung für bariatrische Patienten bis 250 kg

## ✓ Aus hochwertigem Edelstahl

Pulverbeschichtete Edelstahlkonstruktion.

## ✓ Negativ und positiv stufenlos verstellbar

Die positive und negative Neigeverstellung der SINA Comfort ermöglicht der Pflegekraft, die notwendige Liegeposition flexibel an die jeweiligen Bedürfnisse des Bewohners oder Patienten anzupassen. So kann der Patient bzw. Bewohner beispielsweise problemlos in die Trendelenburg-Lagerung gebracht werden.

## ✓ Elektrische oder hydraulische Höhenverstellung

Die SINA Comfort ist dank des leistungsstarken Akkus stufenlos höhenverstellbar. Alternativ kann die Duschieliege auch als hydraulische Version erworben werden, wo die Höhenverstellung mittels Fußpedal erfolgt.

## ✓ XXL Variante (bis 250 kg) vorhanden

Die extra breite Liegefläche und in der Höhe angepasste Seitengitter bieten die nötige Grundlage, um bariatrische Bewohner sowohl sicher als auch komfortabel duschen zu können. Die einzeln gelagerten, extra großen Rollen ermöglichen ein stets leichtes Manövrieren, trotz des hohen Gewichts.



## Technische Daten

	SINA Comfort	SINA Comfort XXL
Gesamtlänge (wahlweise)	1.740 mm oder 2.040 mm	2.040 mm
Gesamtbreite (wahlweise)	760 mm	990 mm
SWL	165 kg	250 kg
Hubhöhe	540 - 865 mm	720 - 1.020 mm
Stromversorgung*	24 V Wechselakkusystem	24 V Wechselakkusystem

\* bei Modell mit elektrischer Höhenverstellung

## Produkteigenschaften

Stufenlose, lotrechte Höhenverstellbarkeit, wahlweise elektrisch oder hydraulisch
Positive und negative Verstellung der Liegefläche, Schocklage geeignet
Stabiles Scherensystem
Angenehm gepolsterte Duschauflage, leicht desinfizierbar
Pulverbeschichteter Edelstahl
Abklappbares Seitengitter mit wartungsfreien Sicherheitsscharnieren

## Verfügbare Optionen



Ersatzakku 24 V



Wandladegerät



Keilkissen



Höhenverstellbares Kopfteil\*

\* gilt nur für SINA Comfort 200er Varianten (Länge = 2.040 mm)

**REHATRONIK**  
Technik für Menschen **GMBH**

Gewerbepark Pölla 10  
A-3353 Seitenstetten  
T 07477 44288  
F 07477 44588  
E office@rehatronik.at  
www.rehatronik.at  
www.pflegeruf.at

**beka** DIFFERENT  
BY DESIGN

**BEKA Hospitec GmbH** | Am Rübenmorgen 3 | 35582 Wetzlar-Dutenhofen  
Tel +49 641 922 20-0 | E-Mail info@beka-hospitec.de  
www.beka-hospitec.de

